



ZOLL



AED

ZOLL AED 3™ BLS

Real CPR Help® med Program Management Onboard™
Endnu bedre hjælp til førstehjælpere

CPR Dashboard™ bruger Real CPR Help til at vise frekvensen og dybden på kompressioner af brystkassen på voksne samt børn (vist her) – noget helt nyt inden for hjertestarterindustrien.

Nem omkonfigurering via interaktiv touchscreen for at matche kliniske protokoller og slå lydoptagelse til/fra.

Stødknappen aktiveres inden for 8 sekunder efter stop af HLR (med nyt batteri).



Program Management Onboard er forbundet via sky til PlusTrac™ til automatisk logføring af sporing af produkt, e-mail-underretninger om fejl under auto-test, samt nedtælling for udløbstiden for stødpads og batteri.

HLR-nedtællingstimer viser resterende tid for den aktuelle HLR-cyklus.

Nemt at skifte til børne-tilstand ved bare at trykke på en knap. Ingen stødpads, som skal udskiftes med Uni-padz™ til HLR.

For mere information om ZOLL AED 3™ ring til os på +1-978-421-9655, eller gå til www.zoll.com/aed3

ZOLL®