



ZOLL®



AED



ZOLL AED 3™ BLS

Real CPR Help® med Program Management Onboard™
Nu med ännu bättre hjälp för livräddare

På CPR Dashboard™ används Real CPR Help för att visa bröstkompressionernas frekvens och djup såväl vid räddning av vuxna som av barn (visas här) – för första gången inom HLR.

Med den interaktiva pekskärmen är det enkelt att omkonfigurera för att följa kliniska protokoll och sätta på/stänga av ljudinspelningen.

Knappen för att avge chocker aktiveras 8 sekunder efter avslutad HLR (med fulladdat batteri).



Program Management Onboard är anslutet till PlusTrac™ via molnet för automatiska spårningsloggar, e-postaviseringar om misslyckade självtester samt för nedräkning för elektroder och återstående batteritid.

HLR-timern visar den tid som återstår för den pågående HLR-cykeln.

Byt enkelt till barn-läge med en knapptryckning. Med CPR Uni-padz™ behöver inte elektroderna bytas.

Ring +1 978 421 9655 eller besök oss på www.zoll.com/aed3
för mer information om ZOLL AED 3™

ZOLL®