

Accessoires et produits de
formation AED Pro®

ZOLL®



Électrodes



CPR-D-padz®

Le CPR-D-padz adulte monobloc révolutionnaire contient une paire d'électrodes et garantit une mise en place rapide et précise. Il détecte l'amplitude et la fréquence des compressions thoraciques et les transmet à l'AED Pro® de ZOLL. Les électrodes CPR-D-padz ont une durée de conservation de 5 ans, la plus longue parmi les électrodes jetables.

Réf. 8900-0800



Pedi-padz® II

La fonctionnalité pédiatrique intelligente unique de ZOLL est intégrée dans l'AED Pro. Les électrodes Pedi-padz II sont destinées aux patients de moins de 8 ans ou de moins de 25 kg. Lorsque les électrodes pédiatriques sont fixées, l'AED le détecte et passe de l'algorithme d'analyse ECG adulte à l'algorithme pédiatrique. Les électrodes Pedi-padz II ont une durée de conservation de deux ans.

Réf. 8900-0810



CPR Stat-padz®

Électrodes en deux parties avec la fonctionnalité Real CPR Help®. Durée de conservation de 24 mois.

Réf. 8900-0400 (jeu de 8)

Réf. 8900-0402 (une unité)



Électrodes ECG

Lot de 200 sachets. (3 électrodes ECG par sachet)

Réf. 8900-0003



Câble ECG AAMI AED Pro

Surveillance du patient sur la dérivation II avec un câble à 3 dérivations.

Réf. 8000-0838

Accessoires



Batterie SurePower®

La batterie SurePower est une source d'alimentation au lithium-ion rechargeable, qui se révèle fiable pour les utilisateurs occasionnels comme pour les secouristes professionnels à temps plein. Grâce à l'auto-test, à l'historique d'utilisation et de charge et à l'indicateur de charge qui affiche le temps d'utilisation clinique restant plutôt que la capacité de la batterie, vous pouvez être totalement certain que votre AED Pro est correctement alimenté. Également compatible avec le moniteur/défibrillateur E Series® de ZOLL. Chargeur non inclus.

Réf. 8019-0535



Station de charge SurePower

Testez, recalibrez et chargez quatre batteries SurePower en même temps avec la station de charge SurePower. Ce système optimise la durée de vie et la fiabilité des batteries rechargeables ZOLL. Compatible avec la batterie SurePower et toutes les batteries rechargeables ZOLL précédentes. Également compatible avec la batterie SurePower II (nécessite un adaptateur de compartiment, vendu séparément). Batteries non incluses.

Réf. 8050-0030

Chargeur de batterie à un seul compartiment SurePower

Testez, recalibrez et chargez une seule batterie SurePower ou SurePower II ZOLL. Non compatible avec les batteries au nickel-cadmium ou au plomb-acide scellées. Batteries non incluses.

Réf. 8200-000100





Batterie au lithium-ion non rechargeable AED Pro

Durée de vie maximale de 5 ans.
Ne peut pas être rechargée.

Réf. 8000-0860



Malette souple AED Pro

Réf. 8000-0810



Malette en vinyle moulée AED Pro

Avec compartiment pour batterie de rechange.

Réf. 8000-0832



Mallette de transport à coque dure

Mallette à coque dure avec découpes en mousse.

Réf. 8000-0875

Formation



Kit de formation de voyage ZOLL

Ce kit de formation portatif simplifié inclut un mannequin gonflable, qui comporte un simulateur de rythme cardiaque intégré et un jeu d'électrodes CPR-D-Demo pour faire la démonstration de l'AED Pro. Rentre facilement dans le petit sac polochon fourni pour le transport.

Réf. 8008-0006



Kit de démonstration AED Plus

Idéal pour présenter la fonction Real CPR Help® avec l'AED Pro, le kit de démonstration AED Plus® comprend un jeu d'électrodes CPR-D-padz de démonstration et un mannequin dans un grand sac de transport. (AED Pro à usage clinique et simulateur non inclus)

Réf. 8000-0834

Simulateur AED Pro

Simule le rythme cardiaque et un ECG à trois dérivations pour la démonstration de l'AED Pro en utilisant l'unité clinique.

Réf. 8000-0829





Simulateur See-Thru CPR®

Ce simulateur fournit les arythmies courantes et l'ECG de la dérivation II à des fins de formation et de démonstration, avec l'avantage supplémentaire de simuler la fonction See-Thru CPR®, technologie avancée de l'AED Pro visant à réduire la durée des pauses pendant les compressions thoraciques. Également compatible avec les défibrillateurs X Series® et R Series® de ZOLL.

Réf. 8009-0751



CPR-D-padz de démonstration

Jeu d'électrodes de démonstration à utiliser avec l'AED Pro ou l'AED Plus à usage clinique (nécessite un AED et un simulateur).

Réf. 8900-5007



CPR Stat-padz de démonstration

Jeu d'électrodes de démonstration à utiliser avec l'AED Pro ou l'AED Plus à usage clinique (nécessite un AED et un simulateur).

Réf. 8900-0190



Mannequin de démonstration

Tête réglable pour le dégagement des voies respiratoires.

Réf. 8000-0835



ZOLL Medical Corporation, une société du groupe Asahi Kasei, développe et commercialise des dispositifs médicaux et des solutions logicielles qui contribuent à faire progresser les soins d'urgence et à sauver des vies, tout en améliorant l'efficacité clinique et l'efficacité des opérations. Disposant de produits de défibrillation, de surveillance, de circulation, d'évaluation de la RCP, de gestion des données, de réanimation par fluides médicaux et de gestion thérapeutique de la température, ZOLL propose un éventail complet de technologies destinées aux médecins, aux équipes médicales d'urgence, aux pompiers et aux secouristes pour la réanimation et les soins intensifs des victimes d'un arrêt cardiaque. Pour plus d'informations, visitez le site www.zoll.com.

Asahi Kasei est un groupe diversifié de sociétés gérées par la holding Asahi Kasei Corp., spécialisée dans les produits chimiques et les fibres, l'immobilier et les matériaux de construction, l'électronique et la santé. Ses activités dans le secteur de la santé incluent les dispositifs et les systèmes pour les soins intensifs, la dialyse, l'aphérèse thérapeutique, la transfusion et la fabrication d'agents biothérapeutiques, ainsi que de produits pharmaceutiques, de réactifs de diagnostic et de produits nutritionnels. Avec plus de 30 000 employés dans le monde, le groupe Asahi Kasei répond aux besoins de ses clients dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, visitez le site www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/ (en anglais).

**ADVANCING
RESUSCITATION.
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation
Siège international
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824, États-Unis
978-421-9655
800-804-4356
www.zoll.com

Pour connaître l'adresse et le numéro de fax des filiales, ainsi que l'adresse d'autres sites, consultez le site Web www.zoll.com/contacts.

ZOLL®

©2018 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. Advancing Resuscitation. Today., AED Plus, AED Pro, CPR-D-padz, E Series, Pedi-padz, Real CPR Help, R Series, See-Thru CPR, SurePower, X Series et ZOLL sont des marques de commerce ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.