

# RescueNet<sup>®</sup> EventSummary

## ZOLL AED 的临床事件审查软件

ZOLL<sup>®</sup> RescueNet EventSummary 支持 AED 的所有者和医务人员访问 ZOLL AED 3<sup>®</sup>、AED Plus<sup>®</sup>、AED Pro<sup>®</sup> 设备上的临床事件数据。

在心脏骤停 (SCA) 期间使用 AED, RescueNet EventSummary 能够导出对质量审查、分析和事后汇报很重要的临床事件信息。该数据为急救和护理人员提供心脏骤停 (SCA) 事件的完整记录。

### 利用 RescueNet EventSummary, 您可以访问:

- **案例信息:** 访问基本事件信息 (包括设备详细信息和病例概览) 分配患者 ID 并输入注释。
- **完整披露:** 完整的事件心电图摘要, 包括语音和设备提示以及有关心肺复苏质量的按压深度显示条状图, 可导出成 PDF 文件, 可利用电子邮件发送给患者的护理人员或打印成文档以保存记录。
- **心肺复苏质量总结:** 急救心肺复苏质量的完整总结包括何时使用 ZOLL CPR 电极片并显示临床事件摘要、整体心肺复苏质量以及个别心肺复苏的深度、速率和回弹信息。心肺复苏质量总结可导出成 PDF 文件, 可利用电子邮件发送给患者的护理人员或打印成文档以进行事后汇报和教育。
- **事件日志:** 包括详细说明所有设备操作记录和发出语音提示的完整 AED 案例信息。可导出 PDF 文件, 而且包括添加到病例信息的任何评论或患者信息。

### RescueNet EventSummary 为导入临床事件数据提供灵活的选项:

- 从 AED Plus 和 AED Pro 除颤器通过 IrDA 导入
- 从 ZOLL AED 3 或 AED Pro 除颤器通过 USB 导入
- 从活跃的 ZOLL Online 帐户导入文件 (ZOLL AED 3)
- **ZOLL AED 3 用户:** ZOLL Online 云允许经由互联网连接的 ZOLL AED 3 设备将临床事件数据无线传输到 EventSummary。数据访问密钥让用户可以透过 RescueNet EventSummary 访问案例信息。

欲了解更多信息请访问 [zoll.com/RescueNetEventSummary](http://zoll.com/RescueNetEventSummary)

版权所有 © 2022 ZOLL Medical Corporation。保留所有权利。AED Plus、AED Pro、RescueNet、ZOLL AED 3 和 ZOLL 是 ZOLL Medical Corporation 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

MCN IP 2110 0493-15

**ZOLL**<sup>®</sup>