



ZOLL



AED

ZOLL AED 3™ BLS

Ontworpen voor professionele hulpverleners

SLIM

Real CPR Help®

- Real CPR Help begeleidt hulpverleners bij het leveren van hoogwaardige reanimatie volgens de huidige richtlijnen
- Het ZOLL CPR Dashboard™ geeft real-time numerieke feedback over de diepte, frequentie en de cyclustijd van de reanimatie
- Geïntegreerde gesproken, tekstuele en visuele aanwijzingen voor ondersteuning tijdens de hulpverlening

RapidShock™-analyse

- Hartritme-analyse in slechts 3 seconden
- Minimale onderbrekingsduur zorgt voor meer voortdurende reanimatie



KLAAR

Geïntegreerde hulpverlening aan kinderen

- Universal CPR Uni-padz™ - slechts één set elektroden nodig voor zowel volwassenen als kinderen

Lage eigendomskosten

- Elektroden en batterij gaan 5 jaar mee – minder vervangingen en lagere exploitatiekosten

Verbinding via wifi en USB

- Snel en gemakkelijk toegang tot ECG-gegevens en prestatiegegevens van de reanimatie
- In ZOLL's RescueNet® CaseReview is gedetailleerde informatie beschikbaar voor patiëntenzorg en debriefing van hulpverleners na afloop
- Inzetbaarheid van het apparaat wordt via wifi automatisch rechtstreeks doorgegeven aan uw software voor programmabeheer

Bel voor meer informatie over de ZOLL AED 3 BLS™ naar +31 (0) 481 366410
of kijk op www.zoll.com/aed3.

ZOLL®

De ZOLL AED 3 is niet beschikbaar voor verkoop in de VS. Het product is voornamelijk niet goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

© 2018 ZOLL Medical Corporation. Alle rechten voorbehouden. CPR Dashboard, RapidShock, Real CPR Help, RescueNet, Uni-padz, ZOLL AED 3 en ZOLL zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ZOLL Medical Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Gedrukt in de VS.
MCN PP 1708 0256-16