



**ZOLL**




**AED**

# ZOLL AED 3™ BLS

## Une assistance toujours plus performante pour les secouristes professionnels

### Meilleure réanimation cardio-respiratoire (RCR)

- Choc amélioré avec une pause pré-choc de 8 secondes seulement
- Technologie Real CPR Help® optimisée grâce au CPR Dashboard™ de Zoll
- Réanimation des enfants optimisée grâce au bouton Child et aux analyses pédiatriques spécifiques obtenues des électrodes CPR Uni-padz™
- Visibilité améliorée grâce à la double orientation, à plat ou à la verticale, comme un dispositif de réanimation d'urgence (ALS)



### Débriefing amélioré

- Débriefing détaillé des données de cas grâce à RescueNet® CaseReview™ de Zoll
- Exportation des données de performance RCR par USB ou bouton-poussoir via WiFi

### Meilleure gestion des données

- Le système RescueNet CaseReview de Zoll permet une distribution facile des données ECG via USB ou WiFi
- Collecte, regroupement, gestion et interprétation des données cliniques
- Analyse à l'échelle du système des données cliniques événementielles
- Feedback rapide des performances RCR

Pour en savoir plus sur ZOLL AED 3™, appelez-nous au 866-442-1011 ou visitez notre site sur [www.zoll.com/aed3](http://www.zoll.com/aed3).

# ZOLL®

Le système ZOLL AED 3 n'est pas disponible actuellement pour la vente aux États-Unis. Le produit n'a pas encore reçu l'approbation réglementaire par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

© 2016 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. CaseReview, CPR Dashboard, Uni-padz, Real CPR Help, RescueNet, ZOLL et ZOLL AED 3 sont des marques commerciales ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Imprimé aux États-Unis.  
MCN CP 1611 0031-26