



ZOLL



AED

ZOLL AED 3™

El DEA que abre el camino

INTELIGENTE

Real CPR Help®

- Real CPR Help guía a los socorristas para que realicen una RCP de alta calidad de acuerdo con las directrices actuales
- Orientación en tiempo real sobre la profundidad y la frecuencia de las compresiones
- Imágenes a todo color e indicaciones integradas de voz, texto y visuales para ayudarle durante la reanimación
- Barra indicadora mejorada que permite a los socorristas ver cuándo están haciendo una buena RCP en tiempo real

Análisis RapidShock™

- Análisis del ritmo cardíaco en tan solo 3 segundos
- Un tiempo de pausa mínimo permite una RCP más continua

Para obtener más información sobre ZOLL AED 3™, llámenos al +1-978-421-9655 o visítenos en www.zoll.com/aed3.

ZOLL AED 3 no está disponible para su venta en los EE. UU. El producto no ha recibido aprobación regulatoria de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration) de los EE. UU.

© 2018 ZOLL Medical Corporation. Todos los derechos reservados. Program Management Onboard, Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL AED 3 y ZOLL son marcas comerciales o registradas de ZOLL Medical Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

LISTO PARA USAR

Reanimación pediátrica integrada


- Los electrodos CPR Uni-padz™ universales siempre están listos para usarse en reanimaciones de pacientes adultos y pediátricos

Bajo costo de administración

- Las almohadillas de electrodos y las baterías tienen una duración de 5 años: menos repuestos para un menor costo total de administración

Conexión Wi-Fi

- Supervise y controle fácilmente la disponibilidad del DEA y simplifique la gestión de programas
- Notificaciones automáticas tras cualquier prueba automática fallida
- Elimina la necesidad de inspecciones físicas periódicas para su mantenimiento
- Envío rápido de la información de los casos



ZOLL®

Impreso en los EE. UU.
MCN IP 1707 0197-23