

**Accesorios y productos de
capacitación para el uso del
desfibrilador AED Plus®**

ZOLL®



Electrodos



CPR-D-padz®

Este revolucionario electrodo para adultos, que consta de una sola pieza, garantiza una colocación rápida y precisa. Una vez colocado, detecta y comunica la profundidad y la frecuencia de las compresiones torácicas al desfibrilador AED Plus® de ZOLL. El electrodo CPR-D-padz, que tiene un período de validez de cinco años, ofrece la mayor duración de todos los electrodos desechables.

N.º de pieza 8900-0800-01

Pedi-padz® II

El desfibrilador AED Plus tiene integrada una función inteligente exclusiva de ZOLL para uso pediátrico. Los electrodos Pedi-padz II están diseñados para pacientes menores de 8 años o con un peso inferior a 25 kg (55 libras). El desfibrilador externo automático puede detectar cuándo están conectados los electrodos para uso pediátrico y cambia el algoritmo de análisis de ECG adulto a uno pediátrico. Los electrodos Pedi-padz II tienen un período de validez de dos años.

N.º de pieza 8900-0810-01

Accesorios

Todo lo que necesita para tener el desfibrilador AED Plus a mano y listo para usar.



Bolso de transporte negro para el AED Plus

Tiene bolsillos para guardar un juego extra de electrodos y un paquete de pilas.

N.º de pieza 8000-0802-01

Bolso de transporte para el AED Plus de uso policial

Bolso de transporte negro con la palabra "Police" (policía) en la tapa delantera.

N.º de pieza 8000-0806-01



Pilas de litio tipo 123

(paquete de 10)

N.º de pieza 8000-0807-01



Estuche Pelican grande

Tiene cabida para el desfibrilador AED Plus, los electrodos CPR-D-padz, los Pedi-padz II y un paquete de 10 pilas.

48,3 cm x 39,1 cm x 19,3 cm

(19 pulg. x 15,4 pulg. x 7,6 pulg.).

Certificación IP67. Norma militar C-4150J.

N.º de pieza 8000-0837-01



Estuche Pelican chico

Tiene cabida únicamente para el desfibrilador AED Plus.

40,6 cm x 33 cm x 17,5 cm

(16 pulg. x 13 pulg. x 6,9 pulg.)

N.º de pieza 8000-0836-01

Productos para capacitación



AED Plus Trainer2

Con el AED Plus Trainer2, las personas que se están capacitando tienen la posibilidad de experimentar cómo es ayudar a salvar una vida con el desfibrilador AED Plus. Hay cuatro situaciones de salvamento predeterminadas entre las cuales elegir, o bien se puede optar por tener el control manual absoluto de toda la situación de salvamento. Un control remoto inalámbrico permite manejar múltiples equipos AED Plus Trainer2. El kit incluye las pilas, el control remoto inalámbrico y los electrodos de capacitación.

N.º de pieza 8008-0050-01



Kit de demostración AED Plus

El kit de demostración AED Plus le permite demostrar el funcionamiento de Real CPR Help® con un desfibrilador AED Plus de uso clínico. El kit de demostración trae una almohadilla CPR-D y un maniquí en un bolso de transporte grande (el AED Plus de uso clínico y el simulador no están incluidos).

N.º de pieza 8000-0834-01

Simulador AED Plus

Simula el ritmo cardíaco para la demostración con el desfibrilador AED Plus de uso clínico.



N.º de pieza 8000-0819-01

Accesorios

Todo lo que necesita para simular un salvamento con el desfibrilador AED Plus.



Electrodo de capacitación
CPR-D-padz

N.º de pieza 8900-0804-01



Paquetes de gel adhesivo de
repuesto para el electrodo de
capacitación CPR-D-padz

N.º de pieza 8900-0803-01



Electrodos de capacitación
Stat-padz® II (estuche de ó)

Para uso con el AED Plus Trainer2.

N.º de pieza 8900-0805-01



Electrodos de capacitación
Pedi-padz II

(estuche de ó)

Para uso con el AED Plus Trainer2.

N.º de pieza 8900-000861-01



Bolso de transporte del equipo de
capacitación AED Plus

Incluye un bolsillo para guardar
un juego extra de electrodos de
capacitación.

N.º de pieza 8000-0375-01



Control remoto inalámbrico
de repuesto para el AED Plus
Trainer2

N.º de pieza 8008-0007



Maniquí para demostración

N.º de pieza 8000-0835-01



Equipo de capacitación de viaje

Equipo de una sola pieza para
demostración con el desfibrilador
AED Plus de uso clínico.

N.º de pieza 8008-0006-01



Almohadillas CPR-D para
demostración

Electrodo de demostración
para utilizar con el
desfibrilador AED Plus
de uso clínico.

N.º de pieza 8900-5007

Gabinetes



Gabinete de pared estándar de 22,9 cm (9 pulgadas)

Es fundamental que el desfibrilador AED Plus se encuentre bien a la vista para que se lo pueda encontrar fácilmente en una situación de emergencia. El gabinete de pared de 22,9 cm (9 pulgadas) con alarma contiene el AED Plus en un bolso de transporte con un juego extra de electrodos.

N.º de pieza 8000-0855



Gabinete de pared estándar de 17,8 cm (7 pulgadas)

El gabinete de pared de 17,8 cm (7 pulgadas) con alarma está diseñado para contener el AED Plus (en un soporte, sin el bolso de transporte) y un juego extra de electrodos.

N.º de pieza 8000-0817

Accesorios

Todo lo que necesita para tener el desfibrilador AED Plus a mano y listo para usar.



Gabinete de pared para empotrado parcial

El gabinete de pared con alarma contiene el AED Plus (en un soporte, sin el bolso de transporte) y un juego extra de electrodos.

43,9 cm x 43,9 cm x 8,9 cm
17,3 pulg. x 17,3 pulg. x 3,5 pulg.

N.º de pieza 8000-0814



Gabinete de pared para empotrado total

El gabinete de pared con alarma contiene el AED Plus (en un soporte, sin el bolso de transporte) y un juego extra de electrodos.

43,9 cm x 43,9 cm x 3,8 cm
17,3 pulg. x 17,3 pulg. x 1,5 pulg.

N.º de pieza 8000-0811



Soporte de montaje

Se utiliza para montar el AED Plus en la pared sin el bolso de transporte.

N.º de pieza 8000-0809



Paquete de carteles de desfibrilador externo automático

Incluye un cartel para pared en 3D y un cartel para montar en la pared de 21,6 cm x 28,0 cm (8,5 pulg. x 11 pulg.).

N.º de pieza 8000-0825



ZOLL Medical Corporation, una compañía de Asahi Kasei Group, produce y comercializa aparatos médicos y soluciones de software que contribuyen a promover la atención de emergencia para salvar vidas, a la vez que aumentan la eficiencia clínica y operativa. Con productos para desfibrilación y monitoreo, circulación y realimentación de RCP, manejo de datos, reposición de líquidos y control terapéutico de la temperatura, ZOLL ofrece una gama completa de tecnologías de apoyo para médicos, personal de servicios médicos de emergencia y bomberos profesionales, así como para quienes brindan primeros auxilios a las víctimas que necesitan cuidados vitales y reanimación. Si desea obtener más información, visite www.zoll.com.

Asahi Kasei Group es un grupo diversificado de compañías liderado por la sociedad de cartera Asahi Kasei Corp., que opera en los sectores de productos químicos y fibras, viviendas y materiales para la construcción, componentes electrónicos y atención de la salud. Sus actividades en el sector de atención de la salud incluyen aparatos y sistemas para cuidados vitales, diálisis, aféresis terapéutica, transfusión y elaboración de productos bioterapéuticos, así como productos farmacéuticos, reactivos para diagnóstico y productos alimenticios. Con más de 25.000 empleados en todo el mundo, Asahi Kasei Group se encuentra al servicio de sus clientes en más de 100 países. Si desea obtener más información, visite www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.

**ADVANCING
RESUSCITATION.
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation
Sede mundial
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011
www.zoll.com

Para obtener las direcciones y números de fax de las filiales y el resto de las ubicaciones en el mundo, consulte en www.zoll.com/contacts.