

# RescueNet AmbulancePad

## Notes de publication

Logiciel version 1.8.x

Juin 2017

**ZOLL**<sup>®</sup>

© 2017 par ZOLL. Tous droits réservés.

ZOLL et RescueNet sont des marques déposées de ZOLL Medical Corporation. RescueNet AmbulancePad, M Series, E Series, X Series, AED Plus, et AED Pro sont des marques déposées de ZOLL Medical Corporation.

Les autres noms de produits et de sociétés sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

ZOLL Medical Deutschland GmbH

Emil-Hoffmann-Str.13

50996 Köln

Tel.: + 49 (0) 2236 87 87 - 0

[www.zoll.com/de](http://www.zoll.com/de)



## Table des matières

Modifications d'AmbulancePad	1
Prise en charge de Windows 10	1
Modifications de l'outil d'administration	2
Déplacement des colonnes de la liste des DMP	2
Colonne statique « Veuillez sélectionner »	2
Date de naissance dans la liste des DMP	2
Liste de choix des panneaux	2
Listes de choix prises en charge	3
Modification des statistiques	3
Fichiers d'aide au niveau du panneau	4

ZOLL Medical Deutschland GmbH

Emil-Hoffmann-Str.13  
50996 Köln  
Tel.: + 49 (0) 2236 87 87 - 0  
[www.zoll.com/de](http://www.zoll.com/de)



## Modifications d'AmbulancePad

### Prise en charge de Windows 10

La version 1.8.x d'AmbulancePad inclut la prise en charge des appareils mobiles fonctionnant sous Windows 10.

ZOLL Medical Deutschland GmbH

Emil-Hoffmann-Str.13  
50996 Köln  
Tel.: + 49 (0) 2236 87 87 - 0  
[www.zoll.com/de](http://www.zoll.com/de)



## Modifications de l'outil d'administration

### Déplacement des colonnes de la liste des DMP

Il est désormais possible de déplacer les colonnes de la liste des DMP. Il suffit de glisser-déposer l'entête d'une colonne vers une autre position.

The screenshot shows the ZOLL administration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Liste FIP' selected. Below it, there are filters for 'Show unchecked PCRs' and 'Show not billed PCRs', along with a date selector for '2017' and 'Juln'. The main content is a table with columns: 'Choix', 'Antwort-simulation', 'N° FIP', 'Libre DMP', 'Service Ambulance', 'N° Véhicule', 'Véhicule', 'Type de véhicule', 'Véhicule No', 'Base', 'Régulation Problème principal', and 'Priorité'. A hand icon is shown over the 'Libre DMP' column header, with a curved arrow indicating its movement to the right. The table contains 12 rows of data. At the bottom, there are buttons for 'Envoyer la FIP en modification', 'Check', 'Billing', and 'Merge PCRs'. A status bar at the bottom right indicates 'Total amount of PCRs: 38'.

### Colonne statique « Veuillez sélectionner »

La colonne « Veuillez sélectionner » de la liste des DMP restera désormais fixe durant un déplacement horizontal, de façon à toujours être visible pour les utilisateurs.

### Date de naissance dans la liste des DMP

Une colonne Date de naissance est désormais disponible dans la liste des DMP.

### Liste de choix des panneaux

La liste de choix des panneaux permet à l'administrateur d'activer ou de désactiver certains panneaux dans le logiciel AmbulancePad. Tous les panneaux d'AmbulancePad ne sont pas disponibles actuellement, mais des panneaux supplémentaires seront ajoutés à l'avenir. Les trois panneaux suivants peuvent être activés ou désactivés par un administrateur :

ZOLL Medical Deutschland GmbH

Emil-Hoffmann-Str.13  
50996 Köln  
Tel.: + 49 (0) 2236 87 87 - 0  
[www.zoll.com/de](http://www.zoll.com/de)



- **Affectation>Autre service sur place**
- **Appréciation initiale>Psyché**
- **Objectif>Psyché**

## Listes de choix prises en charge

La liste des listes de choix prises en charge inclut toutes les listes de choix utilisées dans le système AmbulancePad. Les administrateurs peuvent configurer les options suivantes, mais certaines options ne seront peut-être pas disponibles pour certaines listes :

- **Actif**– Si ce choix est sélectionné, la liste de choix sera modifiable dans la section « Données par défaut » de l’outil d’administration. De plus, la liste de choix sera disponible pour les utilisateurs du système AmbulancePad le cas échéant.
- **Requis**– Si ce choix est sélectionné, le champ sera requis dans le système AmbulancePad.
- **Texte libre autorisé ?** – Si ce choix est sélectionné, les utilisateurs d’AmbulancePad pourront saisir du texte librement dans le champ, ou sélectionner un élément dans la liste.
- **Clavier autorisé ?** – Si ce choix est sélectionné, le clavier à l’écran sera affiché pour le champ dans le système AmbulancePad.
- **Valeur** – Ce champ a divers usages dans le système AmbulancePad. Veuillez contacter notre assistance technique pour recevoir de l’aide.

Les champs suivants sont affichés dans la liste des listes de choix prises en charge, mais en lecture seule. Ces champs sont utilisés par l’assistance technique et les équipes d’ingénieurs de ZOLL.

- **Champs de données liés**
- **Description**
- **Entité**
- **Entités autorisées max**
- **Administration système**

## Modification des statistiques

Quelques modifications ont été apportées aux statistiques pouvant être générées par l’outil d’administration.

- Le champ Respiration dans Appréciation initiale a été divisé dans les trois champs suivants pour plus de spécificité :
  - Respiration
  - Bruits pulmonaires
  - Ventilation
- Les champs suivants ont été ajoutés :

ZOLL Medical Deutschland GmbH

Emil-Hoffmann-Str.13  
50996 Köln  
Tel.: + 49 (0) 2236 87 87 - 0  
[www.zoll.com/de](http://www.zoll.com/de)



- Appréciation initiale-Psyché
- Objectif-ECG
- Objectif-Voie respiratoire
- Objectif-Respiration
- Objectif-Bruits pulmonaires
- Objectif-Ventilation
- Objectif-Psyché

## Fichiers d'aide au niveau du panneau

Des fichiers d'aide spécifiques à une agence peuvent désormais être ajoutés à chaque panneau du système AmbulancePad. Cela permet à chaque agence d'inclure un fichier PDF guidant les utilisateurs dans la documentation de ce panneau. Veuillez contacter notre assistance technique pour configurer cette fonctionnalité dans votre système.