

RescueNet AmbulancePad

Release Notes

Software Release 1.9.1

Dezember 2018

ZOLL®

© 2018 bei ZOLL. Alle Rechte vorbehalten.

ZOLL und RescueNet sind registrierte Handelsmarken der ZOLL Medical Corporation.
RescueNet AmbulancePad, M Series, E Series, X Series, AED Plus, und AED Pro sind
Handelsmarken der ZOLL Medical Corporation.

Andere Produkt- und Firmennamen können Handelsmarken ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Emil-Hoffmann Str. 13
50996 Köln
+ 49 2236 87 87 - 0 Telefon
+ 49 2236 87 87 - 77 Fax
www.zoll.com/de



Inhaltsverzeichnis

AmbulancePad Änderungen	1
MAD Vitaldaten	1
STROKE - Wake up	1
Medikamente	1
SAMPLER – letzte Menstruation	1
Schnellwahl für Zeiten	1
Schnittstelle Monitor	1
Schnittstelle ELS	2
Durchgeführte Maßnahmen	2
Ausblenden von Datenfeldern und Buttons	2
Land bei Einsatzadresse und Transportziel	2
Schnittstelle zu Sanostat Evo	2
Schnittstelle zu Schiller DEFIGARD Touch 7	2
Unterstützung der französischen Versichertenkarte	3
Administrations Tool Änderungen	4
Stammdaten	4

AmbulancePad Änderungen

MAD Vitaldaten

MAD (mittlerer arterieller Druck) wurde dem Bereich *Übergabe* -> *Vitaldaten* hinzugefügt. Zusätzlich wird der MAD auch im grafischen Verlauf dargestellt.

STROKE - Wake up

Es ist nun möglich einen „wake up“ STROKE zu dokumentieren. Diese Funktion ist optional und kann über das Admin Portal innerhalb der Stammdatenliste „Allgemein – Verfügbare Felder“ ein- bzw. ausgeblendet werden.

Medikamente

Es ist nun Möglich ein Medikament zu löschen, auch wenn noch verabreichte Dosen existieren. Außerdem wurde die Übersicht der verabreichten Medikamente überarbeitet.

SAMPLER – letzte Menstruation

Im Bereich SAMPLER ist es nun möglich den Zeitpunkt der letzten Menstruation einzutragen falls eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden kann.

Schnellwahl für Zeiten

Die Schnellwahl zum Erfassen von Zeiten wurde um eine neue Funktion „Kontakt Patient“ erweitert. Sobald der Status „Ankunft am Einsatzort“ vorhanden ist, steht die Schnellwahl wie gewohnt zur Verfügung. Sobald der Status „Kontakt Patient“ gesetzt wurde, können ab jetzt Zeiten basierend auf dieser Uhrzeit gesetzt werden. Zusätzlich werden die unterschiedlichen Zeitstempel in der Kopfzeile angezeigt.

Schnittstelle Monitor

Die Schnittstelle zu den Geräten der Firma ZOLL und Corpuls wurde um die Übernahme der Pacer-Daten erweitert.

Schnittstelle ELS

Die ELS Schnittstelle wurde um die Übernahme einer KIS Nr. (Krankenhaus-Informationssystem Nummer) erweitert.

Durchgeführte Maßnahmen

In den Auswahllisten in denen der Mitarbeiter ausgewählt werden kann welcher die jeweilige Maßnahme durchgeführt hat, wird nun der Name des Mitarbeiters zur besseren Identifikation angezeigt. Auf dem Ausdruck wird nach wie vor nur die Funktion/Rolle des Mitarbeiters angezeigt.

Ausblenden von Datenfeldern und Buttons

Zusätzlich zu den Stammdatenfeldern die über das Admin Portal ein bzw. ausgeblendet werden können, besteht nun die Möglichkeit über eine weitere Liste einen Großteil der Felder ein bzw. auszublenden, bei den es sich um keine Stammdatenliste handelt.

Land bei Einsatzadresse und Transportziel

Zusätzlich zu PLZ und Ort kann nun das Land mit angezeigt bzw. ausgewählt werden. Diese Funktion ist optional und kann über das Admin Portal innerhalb der Stammdatenliste „Konfiguration – Unterstützte Felder“ ein- bzw. ausgeblendet werden.

Schnittstelle zu Sanostat Evo

Die Schnittstelle (Übernahme von Stammdaten und Übergabe der Einsatzprotokolle) zu Sanostat Evo der Firma BST wird nun vollständig unterstützt.

Schnittstelle zu Schiller DEFIGARD Touch 7

Die Schnittstelle (Übernahme von Vitaldaten) in das Einsatzprotokoll wird nun vollständig unterstützt.

Unterstützung der französischen Versichertenkarte

Die Daten der französischen Versichertenkarte können nun automatisch über einen entsprechenden Smart Card Reader ausgelesen werden.

Unterstützte Datenfelder:

- Vorname
- Nachname
- DOB
- Versicherungsnummer

Administrations Tool Änderungen

Stammdaten

Neue Stammdatenliste „Konfiguration – Unterstützte Felder“, um Datenfelder und Buttons ein- bzw. auszublenden.

Alle Stammdatenbereiche wurden um zusätzliche Beschreibungsinformationen erweitert.