


LA GARANTÍA DE CALIDAD QUE SIEMPRE HA BUSCADO



Recogida de datos simplificada

Atrás quedaron los días en los que debía perseguir a los equipos para descargar las historias clínicas de sus monitores. Ahora, con solo pulsar un botón, los médicos pueden enviar directamente las historias del X Series® desde el lugar del suceso hasta su sistema al finalizar un aviso y continuar con su jornada.

Las tarjetas de datos y los cables son cosa del pasado. Con RescueNet® CaseReview, el acceso a las historias clínicas resulta tan rápido como abrir el navegador desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Las historias clínicas están disponibles inmediatamente tras su transmisión. La revisión completa de la historia clínica está al alcance de la mano.



**HISTORIAS DISPONIBLES
INMEDIATAMENTE**



**SIN TARJETAS DE DATOS
NI CABLES**



**SESIÓN DE ANÁLISIS
EN EL MISMO DÍA**



**RESÚMENES
PERSONALIZADOS**

Un nuevo estándar: Sesión de análisis en el mismo día



Los informes de los casos están a un clic de distancia. Elija un caso de la lista mostrada en su navegador, ábralo y examínelo. Los principales elementos de garantía de la calidad se presentan en gráficas a color para facilitar el análisis.

La sesión de análisis con los paramédicos puede hacerse en el mismo día. Con tan solo unos clics, podrá distribuir fácilmente informes específicos de los eventos. Los equipos podrán analizar su actuación cuando el caso aún esté fresco en su memoria.

El ERC en referencia a las sesiones de análisis:

«Se ha demostrado que la revisión autocrítica, centrada en la actuación y basada en datos, mejora la actuación de los equipos de reanimación. Recomendamos encarecidamente su utilización por los equipos que asisten a pacientes en parada cardíaca». ¹ Asimismo, «Las sesiones de análisis y los comentarios permiten identificar errores de calidad en las RCP y evitar que se repitan». ¹

Los paneles de mandos se ven de un vistazo y simplifican el análisis completo de los diferentes casos.



RescueNet CaseReview pone el 100 % de los casos a su alcance.



EN LA
NUBE



ACCESO DESDE CUALQUIER
DISPOSITIVO CON
CONEXIÓN A INTERNET



RescueNet CaseReview permite responder a preguntas como:

- ¿Cómo son las paradas de RCP que afectan a todo el sistema en pacientes intubados?
- ¿Cómo varían las fracciones de RCP entre periodos con dotación máxima de personal y periodos de menor actividad?
- ¿Cómo es la pausa posdescarga en el sistema?

Convierte las historias clínicas de los casos en información práctica


El verdadero poder de RescueNet CaseReview consiste en poder sintetizar el rendimiento de todo el sistema. Esta herramienta de nueva generación ofrece la posibilidad de sintetizar todas las historias clínicas de los casos para recomendar mejoras en la calidad y en cuanto al sistema. Los informes preconfigurados, junto con las prestaciones del filtro «etiqueta-consulta» para crear resúmenes personalizados, arrojan luz sobre tendencias del sistema y procesos avanzados.

TI e independencia de la plataforma

Configure todo esto sin necesidad de un especialista en redes o TI. No es necesario ninguna herramienta especial para usar las funciones de RescueNet CaseReview. Es posible conectarse a una cuenta de servicios segura desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

La interfaz conectada a la nube permite que la integración con los sistemas electrónicos de notificación de las historias clínicas (ePCR, por sus siglas en inglés) sea más estable. Una vez actualizado CaseReview, ya no es necesario modificar los dispositivos de ePCR. Contar con CaseReview le da independencia en TI.

Optimización del proceso de garantía de la calidad



¹Meaney PA, et al. *Circulation*. 23 de julio 2013;128(4):417-35.

ADVANCING RESUSCITATION. TODAY.®

ZOLL Medical Corporation | 269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | www.zoll.com

Copyright © 2018 ZOLL Medical Corporation. Todos los derechos reservados. Advancing Resuscitation. Today., RescueNet, X Series y ZOLL son marcas comerciales o registradas de ZOLL Medical Corporation en Estados Unidos o en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Impreso en EE. UU.
MCN EP 1803 0231-10

Para consultar las direcciones y números de fax de las filiales, así como otras oficinas mundiales, visite www.zoll.com/contacts.

ZOLL®