

## Katheters voor intravasculaire temperatuurregeling van ZOLL

In het portfolio van ZOLL vindt u katheters van verschillende lengtes, voor verschillende inbrengplaatsen en met verschillende warmte-uitwisselingsvermogens om zo te kunnen voldoen aan de verschillende behoeften van patiënten, klinische scenario's en protocollen. Zoll biedt de keuze uit vier katheters voor intravasculaire temperatuurregeling die kunnen worden aangesloten op de console van de Thermogard XP®.

### Alle katheters zijn uitgerust met:

- Centrale veneuze katheter (CVK) met drie lumina, voor onder andere toediening van medicatie, bloedafname en bewaking van de centraalvenieuze druk
- Benodigde accessoires voor de plaatsing
- Hydrofiele coating met heparine
- Radiopake katheter, tip en markering voor een juiste plaatsing in het bloedvat

### Alle katheters:

- 9,3 Fr
- MRI-compatibel met voorwaarden
- Bevatten geen natuurlijke latex

## SOLEX 7™-KATHETER

- Voor koortsbehandeling en perioperatieve temperatuurregeling, met een vermogen twee keer zo hoog als dat van de Cool Line® (bij gebruik met de Thermogard XP®)
- Verblijfsduur van 7 dagen voor koortsbehandeling en 4 dagen voor perioperatieve temperatuurregeling
- Inbrengplaats: v. jugularis interna of v. subclavia
- Ballonkatheter met serpentine-ontwerp
- Lengte 26 cm



### Beschrijving

Solex 7-katheterkit

### Catalogusnummer

8700-0793-01

Solex 7-wegwerppakket: met vier (4) Solex 7-katheterkits en vier (4) opstartkits (SUK) (1,83 m)

8700-000868-01



## QUATTRO®-KATHETER

- Voor het bereiken/handhaven van normothermie tijdens chirurgie en recovery/intensive care
- Verblijfsduur van 4 dagen
- Inbrengplaats: v. femoralis
- 4 ballonnen voor warmtewisseling
- Lengte 45 cm

### Beschrijving

Quattro-katheterkit


### Catalogusnummer

8700-0783-01

Quattro-wegwerppakket: met vier (4) Quattro-katheterkits en vier (4) opstartkits (1,83 m)

8700-000867-01





## COOL LINE®-KATHETER

- Voor koortsbehandeling
- Verblifsduur van 7 dagen
- Inbengplaats: v. subclavia, v. jugularis interna of v. femoralis
- 2 ballonnen voor warmtewisseling
- Lengte 22 cm

### Beschrijving

### Catalogusnummer

Cool Line-katheterkit

8700-0781-01

Cool Line-wegwerppakket: met vier (4) Cool Line-katheterkits en vier (4) opstartkits (1,83 m).

8700-000865-01

## ICY®-KATHETER

- Voor het bereiken/handhaven van normothermie tijdens chirurgie en op recovery/intensive care
- Verblifsduur van 4 dagen
- Inbengplaats: v. femoralis
- 3 ballonnen voor warmtewisseling
- Lengte 38 cm



### Beschrijving

### Catalogusnummer

Icy-katheterkit

8700-0782-01

Icy-wegwerppakket: met vier (4) Icy-katheterkits en vier (4) opstartkits (1,83 m)

8700-000866-01

## OPSTARTKIT

- Opstartkit, standaardslang: 1,83 meter
- Opstartkit, lange slang: 2,7 meter



### Beschrijving

### Catalogusnummer

Opstartkit, standaardslang (1,83 m)

8700-0784-01

Opstartkit, lange slang (2,7 m)

8700-0785-01

Neem voor meer informatie over deze producten contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van ZOLL Temperature Management of met de klantenservice van ZOLL via 0049 2236 87 87 28.