

# X Series®

## Especificaciones Técnicas:



### Porque los paramédicos cargan con más actualmente

- Con un peso inferior a 6 kg, el X Series® tiene un peso y un tamaño que equivalen aproximadamente a la mitad de otros dispositivos con todas las funciones.
- Su pantalla grande y brillante permite la visualización simultánea de cuatro trazos, as 12 derivaciones del ECG, o vistas estáticas y dinámicas de las 12 derivaciones en una pantalla dividida.
- El dispositivo además incorpora las más avanzadas y completas capacidades de monitoreo, lo que incluye un cooxímetro de pulso Masimo® rainbow® SET “estándar dorado” y la tecnología rápida NIBP de Welch Allyn, que mejora la exactitud y confiabilidad.
- Los parámetros específicos para traumatismos proporcionan información sobre hemorragia oculta (SpHb™, monitoreo no invasivo de la hemoglobina), la respuesta a los líquidos (PVI™, índice de variabilidad pletismográfica) y el estado de oxigenación (SpOC™, contenido de oxígeno).

### Porque la RCP es crucial en un paro cardíaco

- El Dashboard™ de RCP provee valores numéricos de profundidad y frecuencia en tiempo real, y tiene un cronómetro de RCP que, una vez que se detienen las compresiones, se transforma en un cronómetro de inactividad. El indicador de liberación y el indicador de desempeño de perfusión (PPI, por su sigla en inglés) también ayudan a maximizar la eficacia de la RCP.
- See-Thru CPR® (exclusiva de ZOLL®) contribuye a reducir la duración de las interrupciones, ya que filtra el ruido y le permite ver los ritmos subyacentes de manera organizada durante la RCP.

### Simplifique la confección de historias clínicas gracias a la comunicación avanzada

- X Series es el primer monitor/desfibrilador con WiFi incorporada. Otros estándares son la capacidad de operar vía Bluetooth® y módem celular USB.
- Con solo tocar un botón, los paramédicos ahora pueden enviar los archivos del X Series directamente a su sistema. Con RescueNet® CaseReview, el acceso a los archivos de casos es tan rápido y sencillo como abrir el navegador de Internet.
- X Series recoge, almacena y transmite las 12 derivaciones a RescueNet 12-Lead y RescueNet MedGate 12-Lead, los sistemas de administración de ZOLL que son fáciles de usar y económicos.

