

ZOLL AED 3™
부속품 및 교육용 제품

ZOLL®



구조용 부속품


1회용 구조 부속품

오래가는 구조용 부속품

CPR Uni-padz™

매우 범용적인 패드. '아동 버튼'을 통해 성인에서 아동 구조용으로 쉽고 빠르게 전환 가능합니다. 패드 교체 필요 없음. 키 필요 없음. 5년의 설치 수명 및 CPR 피드백이 제공됩니다.

부품# 8900-000260.



모든 CPR Uni-padz 세트에는 구조 부속품 키트가 함께 제공됩니다. 여기에는 환자의 흉부 노출을 위해 옷을 자를 때 사용하는 가위, 구조자의 보호를 위한 라텍스 미함유 장갑과 호흡 마스크, 건조한 상태에서 전극을 만질 수 있도록 하기 위한 페이퍼 타월, 체모 제거용 면도기와 닦을 때 사용하는 와이프 등이 있습니다.

배터리

대기 모드에서 ZOLL AED 3 1회용 리튬 이산화망간 배터리는 5년의 설치 수명을 가집니다. ZOLL AED 3이 구조를 위해 사용되지 않는 한, 1회용 부속품은 5년마다 1회만 교체하시면 됩니다.

부품# 8000-000696





교육

구조자를 위한 교육 시뮬레이션



배터리를 통해 전원이 공급되는 전자 시뮬레이터
여러 구조 시나리오를 위해 제세동 충격이 가능하거나 불가능하지 않은 심장 리듬을 생성합니다. 9볼트 배터리가 포함되어 있습니다.
부품# 8000-000925



시뮬레이션 패드
장치를 통해 시뮬레이션을 할 수 있도록 ZOLL AED 3 및 시뮬레이터에 연결합니다. 2개의 재사용 가능한 교육용 젤 1개 세트가 포함되어 있습니다.
부품# 8900-000264



교육용 젤
2개의 재사용 가능한 교육용 젤 8개 세트를 시뮬레이션 패드와 함께 사용합니다.
부품# 8900-000265



교육용 마네킹
60kg의 환자를 시뮬레이션합니다. 간단한 보관과 손만 사용하는 교육을 위해 머리 부분은 탈착 가능합니다.
부품# 8000-0835-01



표준 표면 설치형 벽 부착 캐비닛
부품# 8000-001256

벽 부착 수납장

안전하게 보관 가능

응급 상황에서 ZOLL AED 3를 안전하고 쉽게 사용할 수 있도록 알람이 울리는 벽 부착 캐비닛을 사용하며* 각 캐비닛에는 ZOLL AED 3뿐만 아니라 예비용 전극 세트와 예비용 배터리가 함께 들어 있습니다. 설치를 위해서는

표면에 고정되는 모델을, 그렇지 않으시다면 완전 매입형 또는 반매입형 모델을 선택하세요. 모든 모델에는 ILCOR (심폐소생술 국제연락위원회) AED 라벨 세트와 설치 지침이 포함되어 있습니다.



반매입형 벽 부착 캐비닛
부품# 8000-001257



완전 매입형 벽 부착 캐비닛
부품# 8000-001258

*9볼트 배터리 포함

AED 벽 간판

ILCOR* 형식

편평한 AED 벽 간판

ILCOR 평면 벽 간판(AED)

부품# 8000-001260



ILCOR 평면 벽 간판(DAE)

부품# 8000-001262



ILCOR 평면 벽 간판(DEA)

부품# 8000-001264



3차원 AED 벽 간판

ILCOR 3D 벽 간판(AED)

부품# 8000-001261



ILCOR 3D 벽 간판(DAE)

부품# 8000-001263



ILCOR 3D 벽 간판(DEA)

부품# 8000-001265



표준 표면 설치형 벽 간판용 섬광등

부품# 8000-001259



반매립형/완전 매립형 벽 부착 캐비닛용 섬광등

부품# 8000-001267

*심폐소생술 국제연락위원회

벽 부착 마운트

간단한 벽 부착 마운트

벽 부착 마운트는 ZOLL AED 3만을 수납하거나 이동용 케이스가 달려 있는 모델이며, 녹색 ILCOR AED 기호 라벨이 달려 있습니다. 여기에는 마운트를 위한 공구, 소모성 추적 카드, 벽 부착 마운트 템플릿과 설치 지침이 포함되어 있습니다.



ZOLL AED 3만이 수납되어 있는 벽 부착

마운트(이동용 백 미포함)

부품# 8000-001255



ZOLL AED 3, 이동용 케이스 및 예비용

CPR Uni-padz(이동용 케이스에 동봉)가

수납되어 있는 벽 부착 마운트

부품# 8000-001266

이동용 케이스

안전하게 보관 가능

ZOLL AED 3는 표준 이동용 케이스(ZOLL AED 3 BLS 포함), 슬림 하드셀 이동용 케이스, 그리고 빅 사이즈 하드셀 이동용 케이스로 총 3개 종류의 이동용 케이스 모델이 있으며 하드셀 케이스의 경우 방수가 됩니다. (방진 및 방수 등급: IP68)

표준 이동용 케이스

CPR Uni-padz가 연결되어 있는 ZOLL AED 3와 함께 예비용 CPR Uni-padz 세트도 함께 들어있습니다.

부품# 8000-001250

ZOLL AED 3 이동용 케이스용

교체형 숄더 스트랩

부품# 8000-001252



빅사이즈 하드셀 이동용 케이스

빅사이즈 하드셀 이동용 케이스를 통해 격한 구조 현장에서 필요한 모든 것들을 보호하고 운반할 수 있습니다. 빅사이즈 하드셀 이동용 케이스에는 여러분의 CPR Uni-padz 세트 및 배터리가 포함되어 있습니다.

부품# 8000-001254



슬림 하드셀 이동용 케이스

슬림 하드셀 이동용 케이스는 격한 구조 현장에서 가벼운 무게로 최대한의 보호를 할 수 있습니다.

부품# 8000-001253



배터리 케이스

배터리 케이스에 배터리를 넣어 이동용 백에 보관하면 필요할 때 간편히 사용할 수 있습니다. 이동용 백에 쉽게 보관할 수 있습니다.

부품# 8000-001251



ZOLL AED 3 서비스

ZOLL's PlusTrac을 통한 Program Management Onboard

Program Management Onboard™를 통해 ZOLL AED 3를 완벽하게 관리하고 모니터링하세요. ZOLL AED 3 설치 후 ZOLL의 온라인 AED 프로그램 관리 시스템인 PlusTrac™에 접속할 수 있습니다.

Program Management Onboard는 자동 자가 검진을 완료할 때마다 정기적으로 귀하의 ZOLL AED 3 상태를 보고합니다. 자가 검진에서 오류가 감지되는 경우, PlusTrac은 즉시 세부사항을 이메일로 알려드립니다.

또한 언제든지 PlusTrac 계정에 로그인해서 관리하는 현장별로 그룹화하여 AED를 전반적으로 관리 및 모니터링할 수 있습니다.

PlusTrac은 AED 프로그램 관리를 매끄럽고 쉽게 만들어주며, Program Management Onboard는 ZOLL AED 3가 스스로 관리될 수 있도록 해 줍니다.

구매한 ZOLL AED 3와 함께, 첫 해 Program Management Onboard 사용료는 무료입니다. 그 후 Program Management Onboard 사용료를 1년 또는 5년 단위로 구매할 수 있으며 구매 시 사용 코드 및 공식 인증서를 받게 됩니다.



1년 사용을 위한 PlusTrac
인증서
부품# 8000-1110-01

5년 사용을 위한 PlusTrac
인증서
부품# 8000-1111-01



부속품 및 서비스

ZOLL AED 3 부속품과 서비스 관련하여 더 많은 사항을 알고 싶으신가요?

ZOLL Medical의 공식 대리점 또는 zoll.com/aed3를 통해 ZOLL에 문의해주세요.

PlusTrac을 통한 AED 프로그램 관리에 대한 더 많은 정보는 plustrac2.com에서 확인 가능합니다.

ZOLL Medical의 공식 대리점은 다음을 포함하여 귀하가 완전한 AED 프로그램을 갖추는데 도움을 드릴 수 있습니다.

- 프로그램 관리 및 유지보수
- 현지 규정 및 등록 사항 준수
- CPR 및 AED 교육
- 부속품 유효기간 확인
- 귀하의 프로그램에 보다 많은 AED 추가.

ZOLL MEDICAL CORPORATION

Asahi Kasei 그룹 계열사 | 269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | zoll.com

Copyright © 2021 ZOLL Medical Corporation. 모든 권리 보유. ZOLL AED 3, PlusTrac, Uni-padz, Program Management Onboard 및 ZOLL은 미국 및/또는 기타 국가 소재 ZOLL Medical Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 각 상표 소유권자의 자산입니다.

ZOLL AED 3 및 Program Management Onboard는 미국에서 판매되지 않습니다. 이 제품은 미국 식품의약국의 규제 허가/승인을 받지 않았습니다.

미국에서 인쇄
MCN PP 1606 0183-14

자회사 정보 및 전 세계 기타
사업장 정보는 www.zoll.com/contacts에서 확인하실 수
있습니다.

ZOLL®