

ZOLL AED 3[®] Trainer



AED 与配件的培训

配备 Real CPR Help 的完整 ZOLL AED 3 仿真功能有助于实时的 CPR 反馈

ZOLL AED 3[®] Trainer 是唯一的自动体外除颤器 (AED) 训练解决方案, 可提供 Real CPR Help[®] 和受训者按压质量的实时反馈。训练机将让学员在培训过程中学习正确的 CPR 胸外按压速率和深度。

ZOLL AED 3 Trainer 旨在贴近模拟临床 AED 的操作, 为学员提供更真实的救援体验。ZOLL AED 3 Trainer 提供:

- 有源 LCD 显示屏具备全彩救援图像, 可反映学员在临床 ZOLL AED 3 设备上所看到的内容
- 培训电极片的接触传感器可检测电极片与人体模型的接触, 从而无需遥控器来支持救援模拟
- 设备上的暂停按钮, 允许培训师暂停训练场景
- 耗材持久, 能够节省时间和金钱
- 简易的 USB 软件更新/语言配置

指南待绪

简易配置: 所有配置和培训方案管理都在训练机上执行。配置选项包括:


- 培训情境
- 操作模式 (半自动或全自动)
- 非专业救护人员提示
- 检查呼吸提示
- 语音提示音量
- 语言 (因订购的零件号而异)

ZOLL AED 3 Trainer 包括培训师需要的一切设备与配件:


- ZOLL AED 3 Trainer 装置
- ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz[®] 电极片训练套组 (最少可以使用 100 次的培训)
- ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz 的训练机电极片凝胶/衬垫 (最少可以使用 50 次的培训)
- 四颗 D 电池
- 设备操作指南



具有明显的双色按压深度指示器的实时 CPR 反馈



直接在设备上配置设备操作和救援情境



电极片传感器可检测与人体模型的接触，从而无需单独的遥控器

ZOLL AED 3 Trainer 规格

尺寸: (深 x 宽 x 高) 5.0 英寸 x 9.3 英寸 x 9.7 英寸
(12.7 厘米 x 23.6 厘米 x 24.7 厘米)

重量: 3 磅 3.1 公斤 (1.8 公斤) 包含电池

电源: 训练 AED 的四颗 D 电池
(可使用超过 16 小时的训练时间)

救援情境

培训员可以使用软键直接在训练机上设置各种救援情境。



ZOLL AED 3 Trainer 配件

耗材必须单独订购。



Trainer CPR Uni-padz® 电极片替代凝胶
货号 8028-000014 (一盒 5 个)



CPR Uni-padz 培训电极片可替换衬垫
货号 8028-000013



培训用模拟人
货号 8000-0835-01



培训机软件升级 U 盘
货号 8028-000011-XX



CPR Uni-padz 培训电极片中的 CPR 传感器及线缆组件
货号 8028-000010

ZOLL Medical Corporation
全球总部
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-804-4356

如需子公司地址和传真号码以及全球办公机构的信息，请访问
www.zoll.com/contacts

规格如有更改，恕不另行通知。

©2022 ZOLL Medical Corporation。保留所有权利，Real CPR Help、Uni-Padz、ZOLL 和 ZOLL AED 3 是 ZOLL Medical Corporation 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。ZOLL AED 3 除颤器没有在美国销售。

美国印制。MCN IP 2203 0580-15

ZOLL