

AED Plus® 부속장치 및 교육용 제품

ZOLL®



# 전극



## CPR-D-padz®

CPR-D-Padz는 일체형 성인용 전극으로 빠르고 정확하게 배치를 할 수 있으며, 흉부 압박 깊이와 속도를 감지하여 ZOLL AED Plus®를 통하여 CPR Feedback을 줍니다. CPR-D-padz 전극의 보존기간은 5년입니다.

부품 #8900-0800-01

## Pedi-padz® II

AED Plus에는 지능형 소아용 기능이 내장되어 있습니다. Pedi-padz II 전극은 만 8세 미만 또는 약 25kg 미만의 환자용으로 만들어졌습니다. AED Plus는 소아 전극이 부착 되면, 자동으로 성인에서 소아 ECG 분석 알고리즘으로 전환됩니다. Pedi-padz II 전극의 보존 기간은 2년입니다.

부품 #8900-0810-01

# 부속장치



## AED Plus 검은색 운반 가방

추가 전극 세트와 배터리 슬리브를 넣을 수 있는 주머니가 있습니다.

부품 #8000-0802-01



## AED Plus Police 운반 가방

앞면에 "Police"라고 프린트된 검은색 운반 가방.

부품 #8000-0806-01



## 타입 123 리튬 배터리

(배터리 10개가 있는 슬리브)

부품 #8000-0807-01

# 교육용



## AED Plus Trainer2

AED Plus Trainer2는 학생들이 AED Plus로 생명을 구하는 것이 어떤 것인지 경험하게 해 줍니다. 4종의 정해진 구조 시나리오에서 선택하거나 전체 구조상황을 완전 수동으로 제어할 수 있습니다. 무선 리모컨으로 여러 대의 AED Plus Trainer2를 제어할 수 있습니다. 배터리, 무선 리모컨, 교육용 전극이 포함되어 있습니다.

부품 #8008-0050-01

## AED Plus 시범용 키트

AED Plus 시범용 키트로 임상용 AED Plus와 함께 Real CPR Help®를 시연할 수 있습니다. 시범용 키트에는 CPR-D 시범용 패드 및 대형 운반 가방 안의 인체 모형이 있습니다. (임상용 AED Plus 및 시뮬레이터 미포함.)

부품 #8000-0834-01

## AED Plus 시뮬레이터

임상 유닛을 사용하여 AED Plus 시연을 위해 심장 리듬을 시뮬레이션합니다.

부품 #8000-0819-01



# 부속장치

AED Plus로 구조 시뮬레이션을 하는 데 필요한 모든 것.



CPR-D padz 교육용 전극  
부품 #8900-0804-01



CPR-D padz 교육용 전극을 위한  
부착 겔 교체품  
부품 #8900-0803-01



Stat-padz® II 교육용 전극  
(전극 6개가 있는 케이스)  
AED Plus Trainer2 전용  
부품 #8900-0805-01



Pedi-padz II 교육용 전극  
(전극 6개가 있는 케이스)  
AED Plus Trainer2 전용  
부품 #8900-000861-01



AED Plus Trainer 운반 케이스  
추가 교육용 전극 세트를 넣기 위한  
주머니 포함.  
부품 #8000-0375-01



AED Plus Trainer2 교체용  
무선 리모컨  
부품 #8008-0007



시범용 인체 모형  
부품 #8000-0835-01



여행용 Trainer  
임상용 AED Plus를 위한  
일체형 시범 도구  
부품 #8008-0006-01



CPR-D 시범용 padz  
임상용 AED Plus에 사용하기  
위한 시범용 전극  
부품 #8900-5007

# 캐비닛



## 9인치 표준 벽 부착 캐비닛

응급 상황에서 쉽게 찾을 수 있도록 AED Plus의 가시성은 중요합니다. 경보 장치가 있는 9인치 벽 부착 캐비닛으로, 추가 전극 세트와 함께 운반 케이스에 들어있는 AED Plus를 보관합니다.

부품 #8000-0855



## 7인치 표준 벽 부착 캐비닛

경보 장치가 있는 7인치 벽 부착 캐비닛으로, 추가 전극 세트와 AED Plus(운반 케이스 없이 브래킷 장착)를 보관할 수 있도록 설계되었습니다.

부품 #8000-0817

# 부속장치

AED Plus를 쉽게 사용할 수 있게 하고 사용 준비가 완료된 상태로 유지하는 데 필요한 모든 것.



## 반 매입형 벽 부착 캐비닛

경보 장치가 있는 AED 벽 부착 캐비닛으로, AED Plus(운반 케이스 없이 브래킷 장착)와 추가 전극 세트를 보관합니다.

17.3" x 17.3" x 3.5"  
44.1cm x 44.1cm x 8.8 cm  
부품 #8000-0814



## 완전 매입형 벽 부착 캐비닛

경보 장치가 있는 AED 벽 부착 캐비닛으로, AED Plus(운반 케이스 없이 브래킷 장착)와 추가 전극 세트를 보관합니다.

17.3" x 17.3" x 1.5"  
44.1cm x 44.1cm x 3.9cm  
부품 #8000-0811



## 거치형 브래킷

보관 케이스 없이 벽에 AED Plus를 거치할 때 사용합니다.

부품 #8000-0809



## AED 표지판 패키지

3D 벽 표지판 및 8.5" x 11" 벽 거치 표지판을 포함합니다.

부품 #8000-0825



Asahi Kasei Group 회사 중 하나인 ZOLL Medical Corporation은 고급 응급 상황 관리 및 생명 구조를 돕는 의료기기와 소프트웨어 솔루션을 개발하고 판매하는 동시에, 임상 및 운영 측면의 효율성을 높입니다. 제세동 및 모니터링, 순환 및 CPR 피드백, 데이터 관리, 수액 소생, 치료 온도 관리를 위한 제품과 함께, ZOLL은 소생 및 중환자 관리가 필요한 환자를 다루는 의사, EMS, 소방관, 비전문 구조자를 돕는 종합 기술 세트를 제공해 드립니다. 더 많은 정보를 보시려면, [www.zoll.com](http://www.zoll.com) 를 방문하세요.

Asahi Kasei Group은 지주회사인 Asahi Kasei Corp을 중심으로 화학 및 섬유, 가정 및 건축 자재, 전자 제품, 의료 사업 부문을 운영하는 다각적인 회사 그룹입니다. 의료 부문 운영은 중환자 관리, 투석, 치료용 분리반출법, 수혈, 생물치료제 제조를 위한 기기 및 시스템뿐 아니라, 의약품, 진단 시약, 영양제를 포함합니다. 전 세계 25,000명 이상의 직원과 함께, Asahi Kasei Group은 100개 이상의 국가에서 고객을 위해 노력합니다. 더 많은 정보를 보시려면, [www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/](http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/) 를 방문하세요.

**진보하는  
소생술.  
현재.\***

ZOLL Medical Korea Co., Ltd.  
글로벌 본사  
269 Mill Road  
Chelmsford, MA 01824  
978-421-9655  
800-348-9011  
[www.zoll.com](http://www.zoll.com)

자회사 주소 및 팩스 번호,  
그리고 전 세계 기타 사업장은  
[www.zoll.com/contacts](http://www.zoll.com/contacts)에서  
확인하십시오.

©2017 ZOLL Medical Corporation. 모든 권리 보유. Advancing Resuscitation. 현재, AED Plus, CPRD padz, Pedi-padz, Real CPR Help 및 ZOLL은 미국 및/또는 기타 국가 소재 ZOLL Medical Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

다른 모든 상표는 각 상표 소유권자의 자산입니다.

미국에서 인쇄  
9656-0162-14

**ZOLL**®