

AED Plus[®]
配件和培训产品

ZOLL[®]



电极片



CPR-D-padz®

这款革命性的一体式成人电极片确保快速准确的放置,继而检测胸部按压的深度和速率,并通过 ZOLL AED Plus® 播报。CPR-D-padz 电极片的有效期为五年,在所有一次性电极片中有效期最长。

货号 8900-0815-01

Pedi-padz® II

ZOLL 独特的智能儿科功能内置于 AED Plus 中。Pedi-padz II 电极片专为未满 8 岁或体重不到 25 公斤的患者设计。AED Plus 可以自动检测到儿童电极片的接入,从而将成人心电分析算法切换为儿童心电分析算法。Pedi-padz II 电极片的有效期为两年。

货号 8900-0810-01

附件

包含您需要的所有 AED Plus 附件，
确保 AED Plus 随时待命。



AED Plus 黑色便携包

设有独立存储格，用于存放额外的
电极片和电池组。

货号 8000-0802-01



AED Plus 警用便携包

正面印有“Police”（警用）字
样的黑色便携包。

货号 8000-0806-01



123 型锂电池

（一组 10 节）

货号 8000-0807-01

培训产品



AED Plus Trainer2

AED Plus Trainer2 使学员可以体验使用 AED Plus 施救的模拟操作。从四个不同的固定救援场景中进行选择或完全手动控制整个救援行动。无线遥控器可以让您控制多台 AED Plus Trainer2。以下货号包含电池、无线遥控器和培训用电极片。

货号 8008-0050-01



AED Plus 演示套装

AED Plus 演示套装让您演示临床用 AED Plus 的 Real CPR Help® 功能。演示套装配备 CPR-D 演示演示电极片电极片以及一个装在大型便携包中的半身模拟人。（不包含临床用 AED Plus 和心电模拟器。）

货号 8000-0834-01

AED Plus 心电模拟器

模拟心电信号，配合临床用 AED Plus 演示时使用。

货号 8000-0819-01



附件

配合 AED Plus 完成急救
演练所需的全部附件。



CPR-D-padz 培训用电极片
货号 8900-0804-01



CPR-D-padz 培训用电极片
使用的可更换导电凝胶
货号 8900-0803-01



Stat-padz® II 培训用电极片
(6片/盒)
与 AED Plus Trainer2 配套使用。
货号 8900-0805-01



Pedi-padz II 培训用电极片
(6片/盒)
与 AED Plus Trainer2 配套使用。
货号 8900-000861-01



AED Plus Trainer 便携背包
带有独立存储格存放
额外的培训电极片。
货号 8000-0375-01



AED Plus Trainer2
备用无线遥控器
货号 8008-0007



演示用半身模拟人
货号 8000-0835-01



轻巧便携式培训用具
与临床用 AED Plus 配合
使用的一体式演示用具。
货号 8008-0006-01



CPR-D 演示用电极片
与临床用 AED Plus 配套
使用的演示用电极片。
货号 8900-5007

墙面固定箱



9 英寸 (22.9 公分) 标准墙面固定箱

紧急事件发生时需要快速找到 AED Plus, 所以其位置必须醒目。这款带报警功能的 9 英寸 (22.9 公分) 墙面固定箱可以存放置于便携包中且配有备用电极片的 AED Plus。

货号 8000-0855



7 英寸 (17.8 公分) 标准墙面固定箱

这款 7 英寸 (17.8 公分) 墙面固定箱带有报警功能, 用于存放 AED Plus (将 AED Plus 直接安放在箱内的托架上) 和备用电极片。

货号 8000-0817

附件

包含您需要的所有 AED Plus 附件，
确保 AED Plus 随时待命



半嵌入式墙面固定箱

带有报警功能的 AED 墙面固定箱，可以存放 AED Plus (放在托架上，无便携包) 和一对备用电极片。

17.3 英寸 x 17.3 英寸 x 3.5 英寸
44.1 公分 x 44.1 公分 x 8.8 公分
货号 8000-0814



全嵌入式墙面固定箱

带有报警功能的 AED 墙面固定箱，可以存放 AED Plus (放在托架上，无便携包) 和一对备用电极片。

17.3 英寸 x 17.3 英寸 x 1.5 英寸
44.1 公分 x 44.1 公分 x 3.9 公分
货号 8000-0811



固定托架

用于将不带便携包的 AED Plus 固定在墙面上。

货号 8000-0809



AED 标识套装

包括 3D 立体墙标和大小为 8.5 英寸 x 11 英寸 (21.6 公分 x 28.0 公分) 的墙面固定标识。

货号 8000-0825



ZOLL Medical Corporation, 隶属旭化成集团公司, 开发和销售医疗设备和软件解决方案, 提高临床和运作效率, 以此推动急救治疗并挽救生命。ZOLL 拥有完善的产品和技术, 涵盖除颤和监护、循环和心肺复苏 (CPR) 反馈、数据管理、液体复苏以及治疗性体温管理, 可帮助临床医师、紧急医疗服务 (EMS)、消防专业人士以及非专业施救人员去治疗需要复苏和重症监护的患者。欲了解更多信息, 请访问 www.zoll.com。

旭化成集团是一个多元化集团公司, 由控股的旭化成公司领导, 所经营的业务涵盖化学和纤维用品、家庭和建筑材料、电子和医疗健康领域。其医疗健康业务包括用于重症监护、透析、治疗性血浆置换和输血的设备及系统、生物治疗制品, 以及药品、诊断试剂和营养产品。旭化成集团在全球各地有超过 25,000 名员工, 服务 100 多个国家和地区的客户。如需更多信息, 请访问 www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/。

ZOLL MEDICAL CORPORATION

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2022 ZOLL Medical Corporation. All rights reserved. AutoPulse, ExpertCare, Real BVM Help, Resuscitation on the Move, RescueNet, Smart Help, TBI Dashboard, Ventilation Simplified, XChange, X Series, ZOLL AED 3, Z Vent, and ZOLL are trademarks or registered trademarks of ZOLL Medical Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Printed in U.S.A.
9656-0162-15

如需子公司地址和传真号码以及全球办公机构的信息, 请访问 www.zoll.com/contacts。

ZOLL®