

**AED Plus® อุปกรณ์เสริมและ
ผลิตภัณฑ์สำหรับฝึกอบรม**

ZOLL®



แผ่นนำไฟฟ้า



CPR-D-padz®

แผ่นนำไฟฟ้าลำสมัยขึ้นเดียวสำหรับผู้ใหญ่เพื่อการวางเครื่องมือกู้ชีพที่รวดเร็ว แม่นยำ ทั้งยังตรวจสอบและรายงานความเร็วและความลึกในการกดหน้าอกไปยัง ZOLL AED Plus® ด้วยอายุการใช้งานถึง 5 ปี CPR-D-padz จึงเป็นแผ่นนำไฟฟ้าแบบใช้ครั้งเดียวที่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดในท้องตลาด

ชิ้นส่วนเลขที่ #8900-0800-01

Pedi-padz® II

AED Plus มาพร้อมระบบอัจฉริยะพิเศษสำหรับการใช้งานในเด็กจาก ZOLL แผ่นนำไฟฟ้าของ Pedi-padz II ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุไม่เกิน 8 ปีหรือมีน้ำหนักน้อยกว่า 55 ปอนด์ โดยเครื่อง AED สามารถรับรู้ได้ว่าการต่อแผ่นนำไฟฟ้าสำหรับเด็กเข้ากับเครื่องและเปลี่ยนอัลกอริทึมการวิเคราะห์ ECG ของผู้ใหญ่ไปเป็นสำหรับเด็ก แผ่นนำไฟฟ้าของ Pedi-padz II มีอายุการใช้งาน 2 ปี

ชิ้นส่วนเลขที่ #8900-0810-01

อุปกรณ์เสริม

ทุกสิ่งจำเป็นเพื่อให้ AED Plus หยิบง่ายและพร้อมใช้งาน



กระเป๋าใส่ AED Plus สีดำ

มีช่องเก็บแผ่นนำไฟฟ้าและปลอกเก็บแบตเตอรี่เพิ่มเติม
ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0802-01



กระเป๋าใส่ AED Plus สำหรับตำรวจ

กระเป๋าหิ้วสีดำพร้อมคำว่า "Police" บนหน้ากระเป๋า
ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0806-01



แบตเตอรี่ลิเธียม Type 123

(ปลอกละ 1.0 ชิ้น)

ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0807-01

การฝึกอบรม



AED Plus Trainer2

AED Plus Trainer2 ช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้สัมผัสประสบการณ์ในการช่วยชีวิตด้วยเครื่อง AED Plus เลือกเหตุการณ์จำลองการกู้ชีพแบบตายตัวสี่เหตุการณ์ที่แตกต่างกันหรือใช้การควบคุมการกู้ชีพทั้งหมดด้วยตนเอง รีโมทไร้สายให้คุณสามารถควบคุม AED Plus Trainer2 ได้หลายเครื่อง มาพร้อมแบตเตอรี่ รีโมทไร้สาย และแผ่นนำไฟฟ้าสำหรับฝึกซ้อมใช้งาน

ชิ้นส่วนเลขที่ #8008-0050-01

ชุดอุปกรณ์สาธิต AED Plus

ชุดอุปกรณ์สาธิต AED Plus ให้คุณสามารถสาธิตการใช้ Real CPR Help® ด้วยเครื่อง AED Plus ชุดอุปกรณ์สาธิตมาพร้อมแผ่นสาธิต CPR-D และหุ่นจำลองในกระเป๋านาฬิกา (ไม่รวมเครื่อง AED Plus และเครื่องจำลอง)

ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0834-01

เครื่องจำลอง AED Plus

จำลองจังหวะหัวใจสำหรับการสาธิต AED Plus โดยใช้หน่วยการพยาบาล

ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0819-01



แผ่นนำไฟฟ้าสำหรับการฝึกใช้งาน CPR-D-padz

ชิ้นส่วนเลขที่ #8900-0804-01



เจลสำรองสำหรับแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อการฝึกซ้อมใช้งาน CPR-D-padz

ชิ้นส่วนเลขที่ #8900-0803-01



แผ่นนำไฟฟ้าสำหรับการฝึกใช้งาน Stat-padz® II (กล่องละ 6 ชิ้น)

สำหรับใช้กับ AED Plus Trainer2

ชิ้นส่วนเลขที่ #8900-0805-01



แผ่นนำไฟฟ้าสำหรับการฝึกใช้งาน Pedi-padz II (กล่องละ 6 ชิ้น)

สำหรับใช้กับ AED Plus Trainer2

ชิ้นส่วนเลขที่ #8900-000861-01



กล่องพกพา AED Plus Trainer

มาพร้อมกล่องเก็บแผ่นนำไฟฟ้าเสริมสำหรับการฝึกซ้อมใช้งาน

ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0375-01



รีโมทไร้สายสำรองสำหรับ AED Plus Trainer2

ชิ้นส่วนเลขที่ #8008-0007



หุ่นจำลองเพื่อการสาธิต

ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0835-01



อุปกรณ์ฝึกใช้งานแบบพกพา

เครื่องมือสาธิตแบบชิ้นเดียวสำหรับ AED Plus ทางคลินิก

ชิ้นส่วนเลขที่ #8008-0006-01



แผ่น CPR-D-padz เพื่อการสาธิต

แผ่นนำไฟฟ้าเพื่อการสาธิตสำหรับใช้กับเครื่อง AED Plus

ชิ้นส่วนเลขที่ #8900-5007

กล่องกู้ชีพ



กล่องติดกำแพงแบบมาตรฐานขนาด 9 นิ้ว

เครื่อง AED Plus ต้องมองเห็นได้ง่ายเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายในสถานการณ์ฉุกเฉิน กล่องแบบติดกำแพงขนาด 9 นิ้วนี้มีเครื่อง AED Plus ในกล่องหิ้ว พร้อมแผ่นนำไฟฟ้าสำรอง 1 ชุด

ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0855



กล่องติดกำแพงแบบมาตรฐานขนาด 7 นิ้ว

กล่องแบบติดกำแพงขนาด 7 นิ้วนี้ได้รับออกแบบมาเพื่อเก็บเครื่อง AED Plus (บนโครงยึดโดยไม่มีกล่องหิ้ว) พร้อมแผ่นนำไฟฟ้าสำรอง 1 ชุด

ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0817

อุปกรณ์เสริม

ทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ AED Plus หยิบง่ายและพร้อมใช้งาน



กล่องแบบกึ่งฝังกำแพง

กล่องแบบติดกำแพงที่เห็นได้ง่ายเพื่อเก็บเครื่อง AED Plus (บนโครงยึดโดยไม่มีกล่องหิ้ว) พร้อมแผ่นนำไฟฟ้าสำรอง 1 ชุด

17.3 นิ้ว x 17.3 นิ้ว x 3.5 นิ้ว

44.1 ซม. x 44.1 ซม. x 8.8 ซม.

ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0814



กล่องแบบฝังกำแพงสมบูรณ์

กล่องแบบติดกำแพงที่เห็นได้ง่ายเพื่อเก็บเครื่อง AED Plus (บนโครงยึดโดยไม่มีกล่องหิ้ว) พร้อมแผ่นนำไฟฟ้าสำรอง 1 ชุด

17.3 นิ้ว x 17.3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว

44.1 ซม. x 44.1 ซม. x 3.9 ซม.

ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0811



ฉากยึดติดตั้ง

ใช้สำหรับยึด AED Plus กับผนัง โดยไม่มีกล่องหิ้ว

ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0809



แพ็คเกจป้าย AED

มาพร้อมป้ายติดผนัง 3D และป้ายติดผนังขนาด 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว

ชิ้นส่วนเลขที่ #8000-0825



ZOLL Medical Corporation คือบริษัทในเครือ Asahi Kasei Group ซึ่งจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยยกระดับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงช่วยชีวิตผู้ป่วย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการและการพยาบาล ด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบและการกระตุ้นหัวใจ, ข้อมูลผลลัพธ์การไหลเวียนโลหิตและ CPR, การจัดการข้อมูล, การกู้ชีพด้วยสารน้ำ และการจัดการอุปกรณ์เพื่อการรักษา ZOLL ให้บริการชุดเทคโนโลยีครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ทำการรักษา EMS พนักงานดับเพลิง และผู้ผ่านการอบรมสำหรับการกู้ชีพเบื้องต้น ให้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการกู้ชีพและการพยาบาลภาวะวิกฤต ไปที่ www.zoll.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Asahi Kasei Group ประกอบด้วยหลากหลายบริษัท โดยมีบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสารเคมีและไฟเบอร์ วัสดุก่อสร้างบ้าน อิเล็กทรอนิกส์ และภาคส่วนธุรกิจการดูแลสุขภาพอย่าง Asahi Kasei Corp. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในส่วนการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพนั้นจะให้บริการด้านระบบและอุปกรณ์สำหรับการพยาบาลภาวะวิกฤต กระบวนการไดอะไลซิส การเจาะเลือดผู้ป่วยเพื่อการรักษา การถ่ายเลือด และการผลิตยาชีววัตถุ เช่นเดียวกับด้านเภสัชกรรม บำบัดโรควิเคราะห์ทดสอบ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยพนักงาน Asahi Kasei Group กว่า 25,000 คนทั่วโลก เราได้ให้บริการลูกค้ารวมกว่า 100 ประเทศ ไปที่ www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ADVANCING RESUSCITATION. TODAY.®

ZOLL Medical Corporation
สำนักงานใหญ่สำหรับทั่วโลก
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011
www.zoll.com

สำหรับที่อยู่และหมายเลขโทรสารของบริษัท
ในเครือ หรือสถานที่ตั้งทั่วโลก โปรดดูที่
www.zoll.com/contacts