

AED Plus® 配件和培訓產品

ZOLL®



電擊片

配件

包含您需要的所有 AED Plus 配件，因而能夠隨時準備待緒。



CPR-D-padz®

這款革命性的一體式成人電擊片確保快速準確的放置，繼而感測並匯報 ZOLL AED Plus® 胸部按壓的深度和速率。CPR-D-padz 電擊片的保存期為五年，在所有一次性電擊片中保存期最長。

部件號 8900-0800-01

Pedi-padz® II

ZOLL 獨特的智能兒科功能內建於 AED Plus 中。Pedi-padz II 電擊片專為未滿 8 歲或體重不到 55 磅的患者設計。AED 可以在兒童電擊片接上時感測到，並將從成人心電圖分析算法轉換為兒童心電圖分析算法。Pedi-padz II 電擊片的保存期為兩年。

部件號 8900-0810-01



AED Plus 黑色便攜包

設有獨立存儲格，用於存放電擊片和電池組。
部件號 8000-0802-01



AED Plus 警用便攜包

正面印有“Police”（警用）字樣的黑色便攜包。

部件號 8000-0806-01



123 型鋰電池 (一組 10 顆)

部件號 8000-0807-01

培訓產品



AED Plus Trainer2

AED Plus Trainer2 使學員可以體驗使用 AED Plus 幫助挽救生命的模擬操作。從四個不同的固定援救情境中進行選擇或完全手動控制整個救援行動。無線遙控器可以讓您控制多台 AED Plus Trainer2。包含電池、無線遙控器和培訓用電擊片。

部件號 8008-0050-01

AED Plus 演示套裝

AED Plus 演示套裝讓您可以演示配備臨床用 AED Plus 的 Real CPR Help®。演示套裝配備 CPR-D 演示用電擊片以及一個裝在大型便攜包中的半身模擬人。(不包含臨床用 AED Plus 和心電模擬器)

部件號 8000-0834-01

AED Plus 心電模擬器

模擬心電信號，配合臨床用 AED Plus 演示時使用。

部件號 8000-0819-01



配件

借助 AED Plus 完成急救演練所需的全部配件。



CPR-D-padz 培訓用電擊片
部件號 8900-0804-01



CPR-D-padz 培訓用電擊片使用的一次性導電膠片
部件號 8900-0803-01



Stat-padz® II 培訓用電擊片 (6片/盒)
與 AED Plus Trainer2 配套使用。
部件號 8900-0805-01



Pedi-padz II 培訓用電擊片 (6片/盒)
與 AED Plus Trainer2 配套使用。
部件號 8900-000861-01



AED Plus Trainer 便攜背包
帶有獨立存儲格存放培訓電擊片。
部件號 8000-0375-01



AED Plus Trainer2 備用無線遙控器
部件號 8008-0007



演示用半身模擬人
部件號 8000-0835-01



輕巧便攜式培訓用具
與臨床用 AED Plus 配合使用的一體式演示用具。
部件號 8008-0006-01



CPR-D 演示用電擊片
與臨床用 AED Plus 配套使用的演示用電擊片。
部件號 8900-5007

牆面固定箱

配件

包含您需要的所有 AED Plus 配件，因而能夠隨時準備待緒。



9 英寸 (22.9 公分) 標準牆面固定箱

緊急事件發生時需要快速找到 AED Plus，所以其位置必須醒目。這款帶報警功能的 9 英寸 (22.9 公分) 牆面固定箱可以存放置於便攜包中且配有備用電擊片的 AED Plus。

部件號 8000-0855



7 英寸 (17.8 公分) 標準牆面固定箱

這款 7 英寸 (17.8 公分) 牆面固定箱帶有報警功能，用於存放 AED Plus (將 AED Plus 直接安放在箱內的托架上) 和備用電擊片。

部件號 8000-0817



半嵌入式牆面固定箱

帶有報警功能的 AED 牆面固定箱，可以存放 AED Plus (放在托架上，無便攜背包) 和一組備用電擊片。

17.3 英寸 x 17.3 英寸 x 3.5 英寸
44.1 公分 x 44.1 公分 x 8.8 公分

部件號 8000-0814



全嵌入式牆面固定箱

帶有報警功能的 AED 牆面固定箱，可以存放 AED Plus (放在托架上，無便攜背包) 和一組備用電擊片。

17.3 英寸 x 17.3 英寸 x 1.5 英寸
44.1 公分 x 44.1 公分 x 3.9 公分

部件號 8000-0811



固定托架

用於將不帶便攜背包的 AED Plus 固定在牆面上。

部件號 8000-0809



AED 標識套裝

包括 3D 立體牆標和大小為 8.5 英寸 x 11 英寸 (21.6 公分 x 28.0 公分) 的牆面固定標識。

部件號 8000-0825



ZOLL Medical Corporation, 隸屬旭化成集團公司, 開發和銷售醫療設備和軟件解決方案, 提高臨床和運作效率, 以此推動急救治療並挽救生命。ZOLL 擁有完善的產品和技術, 涵蓋除顫和監護、循環和心肺復甦 (CPR) 回饋、數據管理、液體復甦以及治療溫度管理, 可幫助臨床醫師、緊急醫療服務 (EMS) 和消防專業人士以及非專業施救人員治療需要復甦和重症監護的患者。與了解更多訊息, 請瀏覽 www.zoll.com。

旭化成集團是一個多元化集團公司, 由控股的旭化成公司領導, 所經營的業務涵蓋化學和纖維用品、家庭和建築材料、電子和醫療健康領域。其醫療健康業務包括用於重症監護、透析、治療性血漿置換和輸血的設備及系統、生物治療制品, 以及藥品、診斷試劑和營養產品。旭化成集團在全球各地有超過 25,000 名員工, 服務 100 多個國家和地區的客戶。如需更多訊息, 請瀏覽 www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/。

**ADVANCING
RESUSCITATION.
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation
全球總部
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011
www.zoll.com

如需分公司地址和傳真號碼以及
其他全球營業據點, 請瀏覽
www.zoll.com/contacts。

©2018 ZOLL Medical Corporation。保留所有權利。Advancing Resuscitation.Today.,
AED Plus, CPR-D-padz, Pedi-padz, Real CPR Help 以及 ZOLL 是 ZOLL Medical Corporation 在美國和/或其
他國家的商標或註冊商標。

所有其他商標均為其各自所有者的財產。

美國印刷。
9656-0162-54

ZOLL®