


Propaq® MD wurde speziell für die oft extremen Bedürfnisse des Militärs, der Luftrettung und von Intensivtransporten entwickelt.

Es kombiniert die anerkannten, bewährten und umfassenden Überwachungsfunktionen des Propaq Monitors mit der klinisch überlegenen Therapie der ZOLL Defibrillation und nicht-invasiven Schrittmachertechnologie - und das halb so groß, halb so schwer wie andere Monitor/Defibrillator Einheiten.



## Merkmale des ZOLL Propaq MD

Vier Kurven Display

Drei Kanäle für invasive Druckmessung

Zwei Temperaturkanäle

3, 5, und 12 Kanal EKG

EKG Kaskadendarstellung (9 sek. EKG - Anzeige)

IP 55

Wählbare EKG Displaydarstellung (25 oder 50 mm/sek.)

Hochstrom Rechteckimpuls - Rectilinear Biphasic™ Waveform (RBW)

EtCO<sub>2</sub>

Nicht invasiver Blutdruck

SpO<sub>2</sub>

4.5 kg (5,5 kg mit Akku, MF-Kabel, Papier)

22.6 cm x 26.4 cm x 20.1 cm

ZOLL Schrittmacher (40 msek. Konstantstrom)

Atmungskurve/ - frequenz

50 mm Drucker

Wählbare Druckgeschwindigkeiten (25 oder 50 mm/sek.)

## Unerreichte Überwachungs Funktionalitäten in einer kleinen, leichten und robusten Einheit



Darstellung numerischer Anzeigen



Darstellung von Trend Informationen



Darstellung von vier Kurven



Darstellung des 12-Kanal EKG

## ZOLL Biphasische Defibrillation: Höchster Impulsstrom in nur 3 Schritten



Simpel wie 1-2-3

