

# PowerDrive

P/N: 2104733001

Lithium Ion Akkumulator für ZOLL M-Series® und M-Series® CCT



- Bis zu 5.5h EKG und SpO<sub>2</sub> Monitor
- 200 Defibrillator Entladungen bei maximaler Energie  
(biphasisch 200 Joules, monophasisch 360 Joules)
- Gewicht: 600g
- Kapazität: 4,6Ah
- Kompatible Ladesysteme:
  - CRS medical Single Charger
  - ZOLL Power Charger 1x1
  - ZOLL Power Charger 4x4
  - ZOLL M-Series®
  - ZOLL M-Series® CCT



CRS Medical GmbH  
Ringstrasse 2  
35614 Asslar  
-Germany-

T: +49-6441-38331-0  
F: +49-6441-38331-29  
PowerDrive@crs-medical.com