

## Catéteres para control de la temperatura intravascular ZOLL

La cartera de catéteres de Zoll ofrece diferentes tamaños, lugares de inserción y potencia de intercambio de temperatura para satisfacer las necesidades del paciente, los escenarios clínicos y los protocolos. ZOLL ofrece cuatro opciones de catéteres de control de la temperatura intravascular que se conectan con la consola Thermogard XP®.

### Todos los catéteres cuentan con:

- **Funciones del catéter venoso central (CVC) de triple lumen**, que incluyen el suministro de medicamentos, la extracción de sangre y el monitoreo de la presión venosa central.
- Accesorios necesarios para la colocación.
- Revestimiento hidrofílico con heparina.
- Cuerpo, punta y banda marcadora radiopacos para garantizar su colocación correcta en el vaso.

### Todos los catéteres:

- 9,3 F
- Seguro para RM bajo ciertas condiciones
- No contienen látex de caucho natural

### CATÉTER SOLEX 7™

- Para el control de la fiebre y el control de la temperatura perioperatoria, con el doble de potencia de Cool Line® (cuando se usa con Thermogard XP®).
- Tiempo de permanencia de 7 días para el control de la fiebre y 4 días para el control de la temperatura perioperatoria.
- Lugares de inserción en la yugular interna o la vena subclavia.
- Diseño de balón en serpiente.
- 26 cm de longitud.



#### Descripción

Kit de catéter Solex 7

#### Número de catálogo

8700-0793-40



### CATÉTER QUATTRO®

- Para alcanzar/mantener la normotermia durante la cirugía y la recuperación/ los cuidados intensivos.
- Tiempo de permanencia de 4 días.
- Lugar de inserción de vena femoral.
- 4 balones de intercambio de temperatura.
- 45 cm de longitud.

#### Descripción

Kit de catéter Quattro

#### Número de catálogo

8700-0783-40





## CATÉTER COOL LINE®

- Para el control de la fiebre.
- Tiempo de permanencia de 7 días.
- Lugares de inserción en la vena subclavia, yugular interna o femoral.
- 2 balones de intercambio de temperatura.
- 22 cm de longitud.

### Descripción

Kit de catéter Cool Line

### Número de catálogo

8700-0781-40

## CATÉTER ICY®

- Para alcanzar/mantener la normotermia durante la cirugía y la recuperación/los cuidados intensivos.
- Tiempo de permanencia de 4 días.
- Lugar de inserción de vena femoral.
- 3 balones de intercambio de temperatura.
- 38 cm de longitud.



### Descripción

Kit de catéter Icy

### Número de catálogo

8700-0782-40

## KIT INICIAL

- Kit inicial, sondas estándar: 6 pies
- Kit inicial, sondas extendidas: 9 pies



### Descripción

Kit inicial, sondas estándar (6 pies)  
Kit inicial, sondas extendidas (9 pies)

### Número de catálogo

8700-0784-01  
8700-0785-01

Para obtener más información sobre estos productos, póngase en contacto con el representante local de Control de la temperatura de ZOLL o con el Departamento de Atención al cliente de ZOLL al 1-800-348-9011.